



نام دستگاه : فتوتراپی

شماره اموال :

محل استفاده :

فرم نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان

ماه سوم				ماه دوم				ماه اول				شاخص های هفتگی
هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	
												تخلیه و ضد عفونی کردن آب محفظه (بازاء هر نوزاد (، کارکردن دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه جهت خشک کردن و پر کردن دوباره محفظه با آب مقطر قبل از استفاده (مربوط به دستگاه فتو دوپل)
												سالم بودن کابل اصلی دستگاه
												کنترل صحت کارکرد لامپ ها
												شستشو و ضد عفونی کردن تشک و سیم توری (دوار و دوپل)
												تمیز بودن سنسور دمایی (پروپ) (دستگاههای دوار و دوپل)
												کنترل روان حرکتی چرخ های دستگاه
												تمیز کردن سطح بیرونی دستگاه و پوشاندن کاور
												نام و نام خانوادگی کاربر سمت و تاریخ / امضاء
ماه سوم				ماه دوم				ماه اول				شاخص های ماهانه
توضیحات	معیوب	سالم	توضیحات	معیوب	سالم	توضیحات	معیوب	سالم	توضیحات	معیوب	سالم	
												کنترل صحت کارکرد لامپ ها (فلورسنت ، ال ای دی)
												کنترل آلارم های مربوط به کارکرد دستگاه (مربوط به دستگاه فتو دوپل)
												چک کردن محفظه ، در و دریچه های دسترسی ، واشر و کاف درچه های انکوباتور (مربوط به دستگاه فتودوپل)
												چک کردن صحت کارکرد باتری های دستگاه (فتودوپل)
												نام و نام خانوادگی کارشناس / مسئول تجهیزات پزشکی تاریخ / امضاء