



نام دستگاه : فور

شماره اموال :

محل استفادہ :

شاخص های هفتگی				ماه اول				ماه دوم				ماه سوم			
هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم
چک کردن کابل برق و جلوگیری از پیچ خوردگی															
چک کردن صحت کارکرد دستگاه با نوار تست اتوکلاو															
تمیز بودن قفسه های داخلی دستگاه															
تمیز کردن سطح بیرونی دستگاه															
نام و نام خانوادگی کاربر سمت و تاریخ / امضاء															
شاخص های ماهانه				ماه اول				ماه دوم				ماه سوم			
سالم	معیوب	توضیحات		سالم	معیوب	توضیحات		سالم	معیوب	توضیحات		سالم	معیوب	توضیحات	
		چک کردن وضعیت عملکرد کلیدها													
		چک کردن مدت زمان لازم استریل													
		چک کردن و سالم بودن گیج فشار و ترموستات (در صورت وجود)													
		چک کردن دوشاخه ، کابل													
		چک کردن اتصالات دستگاه از قبیل دوشاخه ، سوکت ، کابل و ...													
		کنترل نوار تست های اندیکاتور (صحت کارکرد دستگاه)													
		تست عملکرد کلی دستگاه													
نام و نام خانوادگی کارشناس / مسئول تجهیزات پزشکی تاریخ / امضاء															